

GUARDIAN[®]

Family-owned. Trusted by hospitals for over 50 years.
Empresa familiar. Cuenta con la confianza de hospitales
por más de 50 años.



ALUMINUM BATH SEAT WITH BACK

USER INSTRUCTIONS AND WARRANTY
Weight capacity 400 lbs

SILLA DE BAÑO DE ALUMINIO CON RESPALDO

**INSTRUCCIONES PARA
EL USUARIO Y GARANTÍA**
Capacidad de carga de 181 kg



This product is not made with natural rubber latex.
Este producto no está hecho con látex de caucho natural.

**LIFETIME
LIMITED
WARRANTY**

**GARANTÍA
LIMITADA
DE POR VIDA**

REF G2-102KX4
G2-102KX1

MAINTENANCE

Periodic visual inspection of this bath seat is recommended to ensure that all parts and hardware are secure, that components are in good working order and not worn, torn, frayed, or loose, and that there are no obstructions or impediments to normal, safe operation. If any part or mechanism appears to be unsafe or damaged, do not use the product. If you experience problems, please contact Medline at 1-800-MEDLINE.

ASSEMBLY:

1. Open box and make sure it contains all parts described in this manual.
2. Place seat upside down on a flat surface so the four leg receptacles are facing upward.



Figure 1

3. Insert first leg into the leg receptacle by depressing pushbutton. When the leg is in place, the pushbutton will extend out and lock the leg in place. (Figure 1)
4. Repeat Step 3 for the remaining three legs.
5. Attach backrest to seat by inserting both back support tubes into the back support receptacle on the seat. The pushbuttons will snap out and lock the back support in place. (Figure 2)



Figure 2

Adjusting Leg Height

1. Before using the seat, make sure all legs are set to the same preferred height.
2. To do so, depress pushbutton and slide each leg to desired height by aligning with proper holes and letting the pushbutton snap into the correct hole to lock leg in place. (Figure 3)



Figure 3

3. Make sure legs are locked into place by pushing down and pulling up on each leg.

CAUTIONS:

1. Inspect all parts for possible damage before assembling. If there is any damage - DO NOT USE. Contact dealer/ carrier for further instructions.
2. Make sure that the height adjusting pushbuttons fully extend through the same corresponding hole of each leg extension. This ensures that the leg extensions are securely locked in place at an even height.
3. Make sure all screws, nuts and/or bolts are tightened.
4. Make sure the rubber tips are in place on the leg extensions and not ripped, worn or missing. Replace any missing or damaged tips.
5. The rubber tips of all four leg extensions MUST touch the floor simultaneously at all times.
6. NEVER stand on chair.

NOTE: To maintain appearance and promote good hygiene, clean periodically with mild soap and rinse with warm water. Wipe bath seat dry after each use.

MANTENIMIENTO

Se recomienda inspeccionar visual y periódicamente este asiento de baño para asegurarse de que todas las piezas y los herrajes estén seguros, que los componentes estén en buen estado de funcionamiento y que no estén desgastados, rotos, deshilachados o sueltos, y que no haya obstrucciones o impedimentos para un funcionamiento normal y seguro. Si alguna pieza o mecanismo parece ser inseguro o estar dañado, no use el producto. Si tiene problemas, por favor comuníquese con Medline llamando al 1-800-MEDLINE.

MONTAJE:

1. Abra la caja y cerciórese de que contenga todas las piezas descritas en este manual.
2. Coloque el asiento boca abajo sobre una superficie plana de modo que los receptáculos de las cuatro patas queden hacia arriba.
3. Inserte la primera pata en su receptáculo oprimiendo el pulsador. Cuando la pata esté en su lugar, el pulsador se extenderá y bloqueará la pata en su sitio. (Figura 1)
4. Repita el paso 3 para las tres patas restantes.
5. Fije el respaldo al asiento insertando ambos tubos del soporte para la espalda en el receptáculo de dicho soporte en el asiento. Los pulsadores sobresaldrán y bloquearán el soporte para la espalda en su lugar. (Figura 2)



Figura 1



Figura 2



Figura 3

Ajuste de la altura de las patas

1. Antes de usar el asiento, cerciórese de que todas las patas estén a la misma altura deseada.

2. Para ello, oprima el pulsador y deslice cada pata a la altura deseada alineándola con los orificios adecuados y dejando que el pulsador encaje en el orificio correcto a fin de bloquear la pata en su lugar. (Figura 3)
3. Cerciórese de que las patas estén bloqueadas en su lugar empujándolas hacia abajo y tirando de cada una hacia arriba.

PRECAUCIONES:

1. Antes del montaje, inspeccione todas las piezas por si sufrieron posibles daños. Si hubiera alguno, **NO LAS USE**. Comuníquese con el distribuidor/la empresa de transportes para obtener más instrucciones.
2. Cerciórese de que los pulsadores que ajustan la altura sobresalgan completamente a través del mismo orificio respectivo de cada extensión de pata. Esto garantizará que las extensiones de las patas estén firmemente bloqueadas a una altura uniforme.
3. Cerciórese de que todos los tornillos, tuercas y/o pernos estén apretados.
4. Cerciórese de que las conteras de caucho estén en su lugar en las extensiones de las patas y no estén rasgadas, desgastadas o faltan. Reemplace las conteras faltantes o dañadas.
5. Las conteras de caucho de las cuatro extensiones de las patas **DEBEN** tocar el suelo simultáneamente en todo momento.
6. **NUNCA** se pare en la silla.

NOTA: Para mantener su aspecto y promover la higiene correcta, limpie periódicamente con jabón suave y enjuague con agua tibia. Seque el asiento de baño con un paño después de cada uso.

LIMITED WARRANTY

Your Medline product is warranted to be free of defects in materials and workmanship for the duration of use by the original purchaser. This device was built to precise standards and carefully inspected prior to shipment. This limited warranty is an expression of our confidence in the materials and workmanship of our products and assures years of convenient, dependable service. In the event of a defect covered by this warranty, we will, at our option, repair or replace the device. This warranty does not cover device failure due to owner misuse or negligence, or normal wear and tear. The warranty does not extend to non-durable components, such as rubber accessories, casters and grips, which are subject to normal wear and replacement.

GARANTÍA LIMITADA

Su producto Medline está garantizado contra defectos de material y mano de obra durante el periodo de uso por parte del comprador original. Este dispositivo fue fabricado según estándares exactos e inspeccionado exhaustivamente antes de su envío. Esta garantía limitada es una expresión de nuestra confianza en los materiales y la mano de obra de nuestros productos, y asegura años de servicio conveniente y confiable. En caso de un defecto cubierto por esta garantía, reemplazaremos o repararemos, a nuestra opción, el dispositivo. Esta garantía no cubre fallas del dispositivo debidas a mal uso o negligencia del propietario, ni el desgaste normal. La garantía no se extiende a componentes no duraderos, tales como accesorios de caucho, ruedecillas y empuñaduras, los cuales están sujetos al desgaste y reemplazo normales.

GUARDIAN®

Medline Industries, LP,
Three Lakes Drive
Northfield, IL 60093 USA

Medline United States
1-800-MEDLINE (633-5463)
www.medline.com
www.info@medline.com

Medline Canada
1-800-396-6996
www.medline.ca
Canada@medline.com

Medline Mexico
01-800-831-0898
medlinemexico.com
mexico@medline.com

Some products may not be available for sale in Mexico or Canada. Please contact your Account Representative for additional information. We reserve the right to correct any errors that may occur within this manual. ©2020 Medline Industries, LP. Guardian and Medline are registered trademarks of Medline Industries, LP.

Es posible que algunos productos no se comercialicen en México o Canadá. Sírvase contactar a su Representante de Cuenta para información adicional. Nos reservamos el derecho a corregir cualquier error que pudiese aparecer en este manual. ©2020 Medline Industries, LP. Guardian y Medline son marcas comerciales registradas de Medline Industries, LP.