

# GUARDIAN®

Family-owned. Trusted by hospitals for over 50 years.  
Entreprise familiale. Jugée fiable par les hôpitaux depuis plus de 50 ans.  
Empresa familiar. Cuenta con la confianza de hospitales por más de 50 años.



## TRANSFER BENCH BATH AID USER INSTRUCTIONS AND WARRANTY Weight capacity 400 lbs (181 kg)

## BANC DE TRANSFERT POUR AIDE AU BAIN MODE D'EMPLOI ET GARANTIE Capacité de poids : 181 kg (400 lb)

## BANCO DE TRANSFERENCIA AYUDA PARA INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO Y GARANTÍA Capacidad de carga de 181 KG (400 LB)



Not made with natural rubber latex.  
Non fabriqué à partir de latex de caoutchouc naturel.  
No está hecho con látex de caucho natural.

REF G3-100KBRX1

**LIFETIME**  
LIMITED  
WARRANTY

**GARANTIE**  
LIMITÉE  
À VIE

**GARANTÍA**  
LIMITADA  
DE POR VIDA

# MAINTENANCE

Periodic visual inspection of this transfer bench is recommended to ensure that all parts and hardware are secure, that components are in good working order and not worn, torn, frayed, or loose, and that there are no obstructions or impediments to normal, safe operation. If any part or mechanism appears to be unsafe or damaged, do not use the product. If you experience problems, please contact Medline at 1-800-MEDLINE

## ASSEMBLY:

1. Remove contents from box making sure you have all parts described here.
2. Place both transfer bench seat sections upside down on a flat surface.
3. Slide smaller seat section into larger section by depressing the brass pushbuttons and inserting into the receptacles. Pushbuttons will pop out when secure. (Figure 1)



**Figure 1**

4. Remove black top from 4 leg receptacles.
5. Attach leg with the large suction cup (marked "A") by depressing the pushbutton and inserting into the receptacle with the matching "A" until the pushbutton snaps and locks into place. Repeat for second leg. (Figure 2)



**Figure 2**

6. Attach leg with small rubber tip (marked "B") by depressing pushbutton and inserting into the receptacle with matching "B" until the pushbutton snaps and locks into place. Repeat for second leg. (Figure 3)



**Figure 3**

7. Turn transfer bench right-side up. Attach armrest by depressing pushbuttons and sliding into the arm receptacle on the side of the bench. Make sure the arm arcs outward, not inward. (Figure 4)



**Figure 4**

8. To assemble backrest, insert support tube into backrest support by depressing pushbutton and sliding into backrest tube. Repeat for second support tube. (Figure 5)



**Figure 5**

9. Insert backrest into base by depressing pushbuttons and sliding support tubes through both receptacles. Note: Backrest must go through both sets of receptacles to become secure. (Figure 6)

NOTE: Back support is reversible to accommodate left or right tub entry. You can also change the seat depth of your transfer bench by pushing the pins under the seat and sliding the tubes forward until the pins lock into place.



**Figure 6**

10. Place legs with the large suction cups into bath tub, smaller feet outside the tub.

## **Adjusting Leg Height**

1. Before using the bench, make sure all legs are set to the same preferred height. When your desired height is reached, lock legs into place by aligning pushbuttons with holes until they "snap" into place.
2. Make sure legs are locked into place by pushing down and pulling up on each leg.

## **CAUTIONS:**

1. Inspect all parts for possible damage before assembling. If there is any damage - DO NOT USE. Contact dealer/ carrier for further instructions.
2. Make sure that the height adjusting pushbuttons fully extend through the same corresponding hole of each

leg extension. This ensures that the leg extensions are securely locked in place at an even height.

3. Make sure all screws, nuts and/or bolts are tightened.
4. Make sure the rubber tips are in place on the leg extensions and not ripped, worn or missing. Replace any missing or damaged tips.
5. The rubber tips of all four leg extensions **MUST** touch the floor simultaneously at all times.
6. **NEVER** stand on chair.

**NOTE:** To maintain appearance and promote good hygiene, clean periodically with mild soap and rinse with warm water. Wipe bath seat dry after each use.

## ENTRETIEN

Il est recommandé d'effectuer régulièrement une inspection visuelle du banc de transfert pour s'assurer que l'ensemble des pièces et de la quincaillerie sont bien fixées, que les composants sont en bon état de marche et ne sont ni usés, brisés, effilochés ou lâches, et que le fonctionnement normal et sécuritaire n'est en aucune manière obstrué ou entravé. Si un composant ou un mécanisme semble poser un risque ou être endommagé, ne pas utiliser le produit. En cas de problème, communiquez avec Medline en appelant le 1-800-MEDLINE.

## ASSEMBLAGE

1. Vider la boîte de son contenu en vérifiant qu'il ne manque aucune des pièces décrites.
2. Placer les deux pièces du siège du banc de transfert à l'envers sur une surface plane.
3. Glisser la plus petite partie du siège dans la plus grande en appuyant sur les boutons-poussoirs en laiton et l'insérer dans les logements. Les boutons-poussoirs feront saillie une fois bien en place. (Figure 1)
4. Retirer l'embout noir du logement des quatre pattes.



**Figure 1**



**Figure 2**

5. Fixer la patte dotée d'une large ventouse (identifiée par la lettre « A ») en appuyant sur le bouton-poussoir et en l'insérant dans le logement (« A ») correspondant, jusqu'à ce que le bouton-poussoir s'enclenche et fasse saillie. Répéter pour l'autre patte. (Figure 2)



**Figure 3**

6. Fixer la patte portant un petit embout en caoutchouc (identifiée par la lettre « B ») en appuyant sur le bouton-poussoir et en l'insérant dans le logement (« B ») correspondant, jusqu'à ce que le bouton-poussoir s'enclenche et fasse saillie. Répéter pour l'autre patte. (Figure 3)



**Figure 4**

7. Retourner le banc de transfert à l'endroit. Fixer l'accoudoir en appuyant sur les boutons-poussoirs et en le glissant dans son logement sur le côté du banc. S'assurer que l'accoudoir est incliné vers l'extérieur et non vers l'intérieur. (Figure 4)



**Figure 5**

8. Pour monter le dossier, insérer le tube de soutien dans le support du dossier en appuyant sur le bouton-poussoir. Répéter pour l'autre tube. (Figure 5)



**Figure 6**

9. Insérer le dossier dans la base en appuyant sur les boutons-poussoirs et en glissant les tubes de soutien dans leur logement. Remarque : Le dossier doit passer dans les deux paires de logements pour être fixé solidement. (Figure 6)

REMARQUE : Le support du dossier est réversible pour permettre l'accès à la baignoire par la gauche ou par

la droite. Il est également possible de modifier la profondeur du siège du banc de transfert en enfonçant les goupilles sous le siège et en faisant glisser les tubes vers l'avant jusqu'à ce que les goupilles s'engagent dans les trous.

10. Placer les pattes dotées d'une large ventouse dans la baignoire, et celles dotées de petits embouts à l'extérieur.

## **RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DES PATTES**

1. Avant d'utiliser le banc, s'assurer que toutes les pattes sont réglées à la même hauteur. Lorsque les pattes sont ajustées à la hauteur souhaitée, les verrouiller en place en alignant les boutons-poussoirs vis-à-vis des trous jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent.
2. S'assurer que les pattes sont verrouillées en poussant puis en tirant sur chacune.

## **MISE EN GARDE**

1. Avant l'assemblage, inspecter l'ensemble des pièces afin de détecter tout dommage. En cas de dommage, **NE PAS UTILISER LE PRODUIT**. Communiquer avec le détaillant ou le transporteur pour de plus amples instructions.
2. Pour s'assurer que les pattes sont bien verrouillées à la même hauteur, vérifier que les boutons-poussoirs de réglage de la hauteur font complètement saillie des mêmes trous correspondants à la hauteur choisie.
3. S'assurer que toutes les vis et tous les écrous et boulons sont bien serrés.
4. S'assurer que les embouts en caoutchouc sont en place sur les pattes et qu'ils ne sont pas déchirés, usés ou manquants. Remplacer tous les embouts manquants ou endommagés.
5. Les embouts en caoutchouc des quatre pattes **DOIVENT** reposer sur le sol de façon uniforme, et ce, en tout temps.

6. NE JAMAIS se tenir debout sur le banc.

REMARQUE : Pour préserver l'apparence et favoriser une bonne hygiène, nettoyer périodiquement avec un savon doux et rincer à l'eau tiède. Essuyer le siège de bain après chaque utilisation.

## MANTENIMIENTO

Se recomienda inspeccionar visual y periódicamente este baño de transferencia para asegurarse de que todas las piezas y los herrajes estén seguros, que los componentes estén en buen estado de funcionamiento y que no estén desgastados, rotos, deshilachados o sueltos, y que no haya obstrucciones o impedimentos para un funcionamiento normal y seguro. Si alguna pieza o mecanismo parece ser inseguro o estar dañado, no use el producto. Si tiene problemas, por favor comuníquese con Medline llamando al 1-800-MEDLINE.

## MONTAJE:

1. Saque el contenido de la caja cerciorándose de que estén todas las piezas descritas aquí.
2. Coloque ambas secciones del asiento de baño boca abajo sobre una superficie plana.
3. Deslice la sección más pequeña del asiento dentro de la sección más grande oprimiendo los pulsadores de latón e insertándolos en los receptáculos. Los pulsadores sobresaldrán cuando el asiento quede fijo. (Figura 1)
4. Retire la tapa negra de los receptáculos de las 4 patas.
5. Fije la pata con la ventosa grande (marcada "A") oprimiendo el pulsador e introduciéndolo en el receptáculo marcado "A" hasta que el pulsador encaje y quede bloqueado en su lugar. Repita el procedimiento con



**Figure 1**



**Figure 2**

la segunda pata. (Figura 2)

6. Fije la pata con la contera de caucho pequeña (marcada "B") oprimiendo el pulsador e introduciéndolo en el receptáculo marcado "B" hasta que el pulsador encaje y quede bloqueado en su lugar. Repita el procedimiento con la segunda pata. (Figura 3)



**Figure 3**

7. Gire el banco de transferencia boca arriba. Fije el reposabrazos oprimiendo los pulsadores y deslizándolos dentro del receptáculo del brazo en el lado del banco. Cerciórese de que el brazo se arquee hacia afuera, no hacia adentro. (Figura 4)



**Figura 4**

8. Para montar el respaldo, inserte el tubo de apoyo en el soporte del respaldo oprimiendo el pulsadores y deslizándolo dentro del tubo del respaldo. Repita el procedimiento con el segundo tubo de apoyo. (Figura 5)



**Figura 5**

9. Inserte el respaldo en la base oprimiendo los pulsadores y deslizando los tubos de apoyo por ambos receptáculos. Nota: El respaldo debe pasar por ambos juegos de receptáculos para quedar firme. (Figura 6)



**Figura 6**

NOTA: El soporte para la espalda es reversible con el objeto de permitir la entrada a la bañera por la izquierda o la derecha. También puede cambiar la profundidad del asiento de su banco de transferencia pulsando los pasadores debajo del asiento y deslizando los tubos hacia adelante hasta que los pasadores queden bloqueados en su lugar.

10. Coloque las patas con las ventosas grandes en la bañera, las patas más pequeñas fuera de la bañera.

## **Ajuste de la altura de las patas**

1. Antes de usar el banco, cerciórese de que todas las patas estén a la misma altura deseada. Cuando se alcance la altura deseada, bloquee las patas en su lugar alineando los botones con los orificios hasta que “encajen” en su lugar.
2. Cerciórese de que las patas estén bloqueadas en su lugar empujándolas hacia abajo y tirando de cada una hacia arriba.

## **PRECAUCIONES:**

1. Antes del montaje, inspeccione todas las piezas por si sufrieron posibles daños. Si la unidad se dañó, NO LA USE. Comuníquese con el distribuidor/la empresa de transportes para obtener más instrucciones.
2. Cerciórese de que los pulsadores que ajustan la altura sobresalgan completamente a través del mismo orificio respectivo de cada extensión de pata. Esto garantizará que las extensiones de las patas estén firmemente bloqueadas a una altura uniforme.
3. Cerciórese de que todos los tornillos, tuercas y/o pernos estén apretados.
4. Cerciórese de que las conteras de caucho estén en su lugar en las extensiones de las patas y no estén rasgadas, desgastadas o falten. Reemplace las conteras faltantes o dañadas.
5. Las conteras de caucho de las cuatro extensiones de las patas DEBEN tocar el suelo simultáneamente en todo momento.
6. NUNCA se pare en la silla.

NOTA: Para mantener su aspecto y promover la higiene correcta, limpie periódicamente con jabón suave y enjuague con agua tibia. Seque el asiento de baño con un paño después de cada uso.

## LIMITED WARRANTY

Your Medline product is warranted to be free of defects in materials and workmanship for the duration of use by the original purchaser. This device was built to precise standards and carefully inspected prior to shipment. This limited warranty is an expression of our confidence in the materials and workmanship of our products and assures years of convenient, dependable service. In the event of a defect covered by this warranty, we will, at our option, repair or replace the device. This warranty does not cover device failure due to owner misuse or negligence, or normal wear and tear. The warranty does not extend to non-durable components, such as rubber accessories, casters and grips, which are subject to normal wear and replacement.

## GARANTIE LIMITÉE

Votre produit Medline est garanti contre tout défaut de matériaux et de fabrication pour toute la durée d'utilisation par l'acheteur original. Ce produit a été construit conformément à des normes précises et a été soumis à une inspection rigoureuse avant son expédition. La présente garantie limitée est une expression de notre confiance dans les matériaux et la fabrication de nos produits et vous assure de nombreuses années de service pratique et fiable. Dans l'éventualité d'un défaut couvert par la présente garantie, nous pourrions, à notre entière discrétion, réparer ou remplacer le dispositif. La présente garantie ne couvre ni les défaillances causées par l'emploi inapproprié ou la négligence du propriétaire, ni l'usure ou la détérioration due à une utilisation normale. La garantie ne couvre pas non plus les composants non durables, telles que les accessoires en caoutchouc, les roulettes et les poignées, dont l'usure est normale et qui ont besoin d'être remplacées.

## GARANTÍA LIMITADA

Su producto Medline está garantizado libre de defectos en materiales y mano de obra durante su tiempo de uso por el comprador original. Este dispositivo fue fabricado según estándares exactos, e inspeccionado exhaustivamente antes de su envío. Esta garantía limitada es una expresión de nuestra confianza en los materiales y mano de obra de nuestros productos y asegura años de servicio conveniente y confiable. En caso de un defecto cubierto por esta garantía, reemplazaremos o repararemos, a nuestra opción, el dispositivo. Esta garantía no cubre fallos del dispositivo debidos a un mal uso o negligencia del propietario, ni el desgaste normal. La garantía no se extiende a componentes no durables, tales como accesorios de hule, ruedecillas y asas, los cuales están sujetos al desgaste y reemplazo normales.

---

**GUARDIAN**<sup>®</sup>

Medline Industries, Inc.,  
Three Lakes Drive, Northfield,  
IL 60093 USA.

---

Medline United States  
1-800-MEDLINE (633-5463)  
[www.medline.com](http://www.medline.com)  
[info@medline.com](mailto:info@medline.com)

Medline Canada  
1-800-268-2848  
[www.medline.ca](http://www.medline.ca)  
[Canada@medline.com](mailto:Canada@medline.com)

Medline Mexico  
01-800-831-0898  
[www.medlinemexico.com](http://www.medlinemexico.com)  
[mexico@medline.com](mailto:mexico@medline.com)

Some products may not be available for sale in Mexico or Canada. Please contact your Account Representative for additional information. We reserve the right to correct any errors that may occur within this manual. ©2020 Medline Industries, Inc. Guardian and Medline are registered trademarks of Medline Industries, Inc.

Certains produits peuvent ne pas être disponibles à la vente au Mexique ou au Canada. Veuillez communiquer avec votre représentant commercial pour obtenir des renseignements additionnels. Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur qui pourrait se glisser dans le présent manuel. © 2020 Medline Industries, Inc. Medline et Guardian sont des marques déposées de Medline Industries, Inc.

Algunos productos pueden no estar disponibles para su venta en México o Canadá. Sírvase contactar a su Representante de Cuenta para información adicional. Nos reservamos el derecho a corregir cualquier error que pudiese aparecer en este manual. ©2020 Medline Industries, Inc. Medline y Guardian son marcas comerciales registradas de Medline Industries, Inc.